


IDENT. CÓD. DESCRIÇÃO

- 10- 10330 Tubo de vidro e embolo para seringa fluxo continuo de 2 ml
- 4- 10342 Mola de sucção de água seringa 2ml e 5ml
- 20- 10344 Mola interna da seringa 2 ml
- 13- 10340 Mola principal p/ seringa fluxo continuo 2ml

3, 4, 5, 9, - 10393 Jogo de borracha para 11, 20 e 21 seringa fluxo continuo 2ml

Seringa de fluxo continuo 2 ml com porta frasco

Cód.: 10328



Walmur Instrumentos Veterinários Ltda
CNPJ: 88.047.121/0001-30
Rua Ernesto Fontoura, 231
Bairro São Geraldo
Porto Alegre - RS - Brasil
CEP: 90230-091
Site: www.walmur.com.br
Email: walmur@walmur.com.br
Telefone: 51- 3343.5844
Facebook: @walmurbr


IDENT. CÓD. DESCRIÇÃO

- 10- 10330 Tubo de vidro e embolo para seringa fluxo continuo de 2 ml
- 4- 10342 Mola de sucção de água seringa 2ml e 5ml
- 20- 10344 Mola interna da seringa 2 ml
- 13- 10340 Mola principal p/ seringa fluxo continuo 2ml

3, 4, 5, 9, - 10393 Jogo de borracha para 11, 20 e 21 seringa fluxo continuo 2ml

Seringa de fluxo continuo 2 ml com porta frasco

Cód.: 10328



Walmur Instrumentos Veterinários Ltda
CNPJ: 88.047.121/0001-30
Rua Ernesto Fontoura, 231
Bairro São Geraldo
Porto Alegre - RS - Brasil
CEP: 90230-091
Site: www.walmur.com.br
Email: walmur@walmur.com.br
Telefone: 51- 3343.5844
Facebook: @walmurbr